



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## Silla de aluminio 'Transit'



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia



PL 33



PL 34

### **Descripción**

La silla de tránsito más pequeña y más ligera de Europa. Super estrecha, desde 55 cm, especialmente recomendada para espacios reducidos y para desplazamientos cortos. Respaldo abatible para reducir aún más sus dimensiones. El respaldo incorpora un amplio bolsillo. Ruedas traseras macizas de PU antipinchazos de 355mm y 500mm. Fabricada en aluminio de aleación.

- Peso total 9 kg (PL 33) 10 kg. (PL 34).
- Peso máximo recomendado 90 kg.

Ancho asiento	Fondo asiento	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Alto total
40 cm.	36 cm.	47 cm.	55 cm.	90 cm.	93 cm.
45 cm.	36 cm.	47 cm.	60 cm.	90 cm.	93 cm.
40 cm.	36 cm.	47 cm.	60 cm.	90 cm.	93 cm.
45 cm.	36 cm.	47 cm.	60 cm.	90 cm.	93 cm.

Práctica bolsa de viaje para la silla de ruedas PL 33. Con ruedas y asas..



## *Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5  
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)  
[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)