



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Silla para evacuaciones 'Ambulance Chair'



Descripción

Nuevo diseño de la conocida AMBULANCE CHAIR, muy utilizada para evacuar personas en casos de emergencia o por lugares estrechos o de difícil acceso, por ejemplo pisos sin ascensor.

Por seguridad debe ser atendida en todo momento por dos personas, una delante y otra detrás de la silla, para lo que cuenta con asideras. Se suministra con cinturón.

Se pliega cuando esta fuera de uso ocupando un mínimo de espacio.

- Peso total 7,5 kg.
- Peso máximo recomendado 100 kg.

Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento-suelo	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Alto total
35 cm.	25,5 cm.	49 cm.	32 cm.	52 cm.	87 cm.	90 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274
E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com