



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Caminador plegable 'Mini Rolator'



Descripción

Resistente andador plegable fabricado en acero. Viene equipado con un asiento acolchado de 40 x 20 cm. Al igual que todos los caminadores de dos ruedas, está recomendado utilizarlo en interiores y para desplazamientos cortos, exclusivamente sobre superficies planas y sin desnivel.

- Peso total 5,6 kg.
- Peso máximo recomendado 100 kg.

Alto asiento	Alto graduable	Ancho total	Fondo total
52 cm.	82 a 94 cm.	58 cm.	54 cm.

Accesorios



Linterna led portátil accesorio.

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds.

La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolators y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. De diámetro)

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com

ortopediainse.com