



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Caminador de aluminio



Descripción

Caminador plegable, con cuatro ruedas y regulable en altura, muy ligero y fácil de plegar. Asiento acolchado de 40 x 20 cm. Alto del asiento: 52 cm. Fabricado en aluminio.

- Peso total 3,7 kg.
- Peso máximo recomendado 100 kg.

Alto graduable	Ancho total	Fondo total
80 a 94 cm.	58 cm.	62 cm.

Accesorios



Linterna led portátil accesorio.

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds.

La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolators y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. De diámetro).

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com