



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Rolator de aluminio 'Ergo'



Descripción

Versión más ligera y maniobrable del clásico rolator. Fabricado en aluminio, pesa solo: 7,5 kg y es muy fácil de plegar y guardar. Adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores.

Los frenos especialmente diseñados para accionarse aún con movilidad limitada en las manos, tienen posición de “parking” que bloquea el rolator para mayor seguridad.

Soporte para bastones incluido.

- Asiento de 32 x 32cm.
- Peso máximo recomendado 120 kg.

Alto de asiento	Alto regulable	Ancho total	Fondo total
56 cm.	79 -90 cm.	55,5 cm.	72 cm.

Accesorios



Linterna led portátil accesorio

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds.

La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolatos y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. De diámetro).

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com