



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Rolator de aluminio 'Roler'



Descripción

Andador rolator muy ligero y maniobrable, fabricado en aluminio. Fácil de plegar y guardar. Freno por presión en los puños. Incorpora un cómodo asiento acolchado de 30 x 30cm y una cesta porta objetos.

- Peso total 5 kg.
- Peso máximo recomendado 90 kg.

Alto de asiento	Alto regulable	Ancho total	Fondo total
53 cm.	82 -94 cm.	58 cm.	58cm.

Accesorios



Linterna led portátil accesorio

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds.

La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rotores y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. De diámetro).

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com