



La marca *OnLine* de *Ortopedia Inse*

Bastones de aluminio de puño anatómico



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Descripción

El puño anatómico permite apoyar toda la mano de manera natural y cómoda, aliviando mucho la presión, la tensión y el consiguiente dolor. Altura graduable de 80 cm a 102 cm con ajuste silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos bastones durante la marcha. Disponible para derecha o izquierda: indicar **AD415d** o **AD415i**.



- Peso máximo recomendado 100 kg.

Puño a suelo	Puño a suelo
80 a 102 cm. (mano derecha)	80 a 102 cm. (mano izquierda)

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com