



La marca *OnLine* de *Ortopedia Inse*

Bastón con asiento '3 patas'



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Descripción

El bastón con asiento plegable está fabricado en aluminio y plástico, por lo que es extremadamente ligero para transportar y resistente a la corrosión. Se pliega fácilmente, convirtiéndose en un bastón que puede ser utilizado para apoyo al caminar. El asiento tiene forma anatómica para un mejor confort y estabilidad. **La posición más estable es sentado con el asa por delante y entre las piernas.**

- Peso total 900 gr.
- Peso máximo recomendado 80 kg.



Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento suelo	Alto Total
23 cm.	21 cm.	52 cm.	84 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com

ortopediainse.com