



# La marca *OnLine* de *Ortopedia Inse*

## Bastón cuadrípode 'Jack'



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

### Descripción


Bastón ambidiestro. Con 10 ajustes de altura. Incorpora 4 patas para mayor estabilidad.



### Silencioso:

Sistema "Anti - Ruido" integrado entre los tubos, permite una marcha silenciosa.

- Peso máximo recomendado 80 kg.



Puño a suelo	Base
70 a 92 cm.	19,5 x 15 x 19,5 x 15 cm.

## *Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5

08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)

[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)