



## *La marca OnLine de Ortopedia Inse*

### **Cabezal blando de poliuretano CB11**



#### **Descripción**

Cabezal fabricados en poliuretano blando con alojamiento en la parte posterior para poderlos montar en los sistemas de fijación.

Ancho	Alto	Fondo	Profundidad arco
22,5 cm.	10 cm.	9,6 cm.	5,1 cm.

## *Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Teléfono: 932.694.274  
E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)  
[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)