



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## **Sistema de fijación con cabezal a puños económico**



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

### **Descripción**

Sistema regulable de soporte para cabezal blando de PU.

Fabricado en acero cromado. Se fija a los puños del respaldo de la silla de tubos de **22 y 25 mm** de diámetro, sin necesidad de herramientas. Apto para anchos de sillas comprendidos entre **40 y 60**

**cm.** Cabezal regulable en altura, con un recorrido de **27 cm.**



**Regulable en altura**

27 cm. de recorrido

***Ortopedia Inse***

Calle del Foment, 3, local 5

08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)

[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)