



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Cinturón abdominal con soporte perineal



Descripción

Cinturones de colocación sencilla y rápida. Una banda acolchada sujeta al paciente por la cintura y se abrocha por detrás de la silla con una hebilla de plástico de accionamiento rápido y con velcro. Permiten libertad de movimientos en las extremidades y en el tórax. Indicado para personas con tendencia a deslizarse hacia delante en la silla y evitar caídas.

Existen diferentes opciones para distintas necesidades. Se abrochan con hebillas de plástico de accionamiento rápido.

Largo cintura	Ancho cintura	Largo total cintura
150 cm.	15 cm.	164 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274
E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com