



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## Posicionador de brazo para silla




**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **Descripción**

Posicionador fabricado en espuma viscoelástica con inserto rígido. Funda de poliuretano. La cómoda espuma viscoelástica y las formas curvas, que se adaptan a la posición natural del brazo, de la mano, y en especial el ángulo natural del codo y de la muñeca proporcionan gran confort al paciente. Totalmente independiente de la silla de ruedas.



**Un nuevo concepto totalmente independiente de la silla de ruedas. Fácil y rápida instalación y regulación, sin herramientas.**

- Se adapta a los cambios de postura del paciente
- Se puede utilizar en cualquier tipo de silla de ruedas o asiento
- Se adapta a todas las tallas y morfologías del paciente
- Facilita las transferencias
- Válido para derecha o izquierda
- Impermeable y fácil de limpiar

## *Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5  
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)  
[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)