



La marca OnLine de Ortopedia Inse

Tabla de transferencia 'Tres B'



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Descripción

Tabla de forma curvada utilizada para una gran variedad de situaciones: en la cama, la silla de ruedas, el baño, el coche, etc. Su silueta curvada y la superficie deslizante permiten y facilitan las transferencias, con o sin la ayuda de un asistente, dependiendo de la fuerza en los brazos y del equilibrio de la persona. Dos almohadillas redondas en el reverso impiden que la tabla se desplace de su sitio.

- Peso total 1,5 kg.
- Peso máximo recomendado 140 kg.



Ancho	Fondo
77 cm.	22cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274
E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com