



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Respaldo relax de espuma viscoelástica



Descripción

Previene las úlceras por presión, al mejorar significativamente la distribución de las presiones, a la vez que su forma anatómica proporciona un gran confort. Los soportes laterales protegen la zona dorsal y el soporte lumbar favorece la adopción de la postura correcta.

FORMA ANATÓMICA

Dos tipos de viscoelástico:

- Viscoelástico BLANCO: Viscoelástico blando, libera las presiones de la zona vertebral, favorece un correcto ajuste dorsal y proporciona una gran comodidad.
- Viscoelástico AZUL: Viscoelástico firme, transfiere la presión de las zonas de alto riesgo de escaras a zonas de menor riesgo y ayuda a mejorar la estabilidad lateral.

Funda con 3 materiales:

- Poliuretano de gran elasticidad y muy resistente. Impermeable y transpirable.
- Tejido resistente a la abrasión y al uso intensivo.
- Tejido técnico altamente resistente en la zona de mayor desgaste.

Para ancho de silla	Alto respaldo	Grosor
De 36 a 45 cm.	50 cm.	3 cm.
De 42 a 50 cm.	50 cm.	3 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com