



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## Scooter plegable de aluminio 'Luggie'



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **Descripción**

Scooter muy ligero gracias a su chasis fabricado en aluminio. Fácilmente plegable, cabe dentro de un pequeño maletero de coche.

LUGGIE es único para viajar. Sus pequeñas dimensiones lo hacen muy maniobrable y proporciona una gran movilidad en espacios reducidos. Es ideal para desplazarse por la oficina o el hogar, se puede acercar a las mesas tanto como quiera, al bajar el volante telescópico.

- Peso total 26 kg.
- Peso máximo recomendado 115 kg.

<b>Longitud total</b>	100 cm.
<b>Ancho total</b>	45 cm.
<b>Ancho asiento</b>	37 cm.
<b>Altura asiento</b>	39 a 44 cm.
<b>Altura libre al suelo</b>	6,4 cm.
<b>Radio de giro</b>	90 cm.
<b>Pendiente máxima</b>	6° o 10,5%
<b>Ruedas delanteras</b>	150 mm.
<b>Ruedas traseras</b>	180 mm.
<b>Potencia motor</b>	70w.
<b>Batería</b>	Litio 24v / 10Ah.
<b>Velocidad*</b>	6 km/h.
<b>Autonomía*</b>	15 km.

\*La velocidad y la autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.

### **Compacto y ligero**

Baterías de Litio y de extracción rápida.

Columna de dirección de rápido ajuste en altura e inclinación.

Gracias a su sistema de plegado es muy fácil de transportar.



## *Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5

08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)

[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)