



La marca *OnLine* de *Ortopedia Inse*

Scooter portátil y desmontable 'GOGO'



Descripción


Con tan solo una longitud de 93 cm, junto con su forma triangular y el reducido radio de giro, el scooter GOGO de tres ruedas entra en los ascensores más pequeños y maniobra en espacios muy reducidos.

Las reducidas dimensiones del scooter GOGO permite maniobrar fácilmente en espacios pequeños a la vez que proporcionan un rendimiento óptimo en exteriores. Se desmonta en cuestión de segundos. Es muy fácil de transportar y cabe en la mayoría de maletas. Esto hace que el scooter GOGO sea ideal para viajar. El asiento es giratorio y regulable en altura de 42 a 47 cm. Las ruedas son antipinchazos y no requieren mantenimiento. También incorpora una cesta portaobjetos en la parte delantera. El scooter GOGO está disponibles en dos versiones. La versión clásica de 4 ruedas y la versión más compacta y maniobrable de 3 ruedas. Ambas versiones se pueden elegir con baterías de 12 Ah o 17 Ah (ésta última aumenta la autonomía hasta 23 km).


- Peso total:
 - GOGO 3 ruedas: 43 kg. con baterías de 12v 12Ah. y 45 kg. con baterías de 12v 17Ah.
 - GOGO 4 ruedas: 45 kg. con baterías de 12v 12Ah. y 47 kg. con baterías de 12v 17Ah.
- Peso máximo recomendado 125 kg.

Modelo	3 ruedas-12	3 ruedas-17	4 ruedas-12	4 ruedas-17
Longitud total	93 cm.	93 cm.	101 cm.	101 cm.
Ancho total	58 cm.	58 cm.	58 cm.	58 cm.
Ancho asiento	42 cm.	42 cm.	42 cm.	42 cm.
Altura libre al suelo	6 cm.	6 cm.	6 cm.	6 cm.
Radio de giro	88 cm.	88 cm.	116 cm.	116 cm.
Pendiente máxima	6° o 10,5%	6° o 10,5%	6° o 10,5%	6° o 10,5%
Ruedas delanteras	200 mm.	200 mm.	180 mm.	180 mm.
Ruedas traseras	200 mm.	200 mm.	200 mm.	200 mm.
Potencia motor	270w.	270w.	270w.	270w.
Batería	2 12v 12Ah.	2 12v 17Ah.	2 12v 12Ah.	2 12v 17Ah.
Velocidad*	6,5 km/h.	6,5 km/h.	6,5 km/h.	6,5 km/h.
Autonomía*	15 km.	21 km.	15 km.	21 km.


* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%). La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.



Porta caminador para scooters



Porta bastones doble para scooter (2 bastones).
Diámetro interior de los tubos de 70 mm.



Porta bastón para scooter (1 bastón)

**Baterías extraíbles**

Las baterías de todos los modelos de scooters Go-Go son extraíbles. Permite realizar la carga en el propio scooter o fuera de él.

**Kit de colores**

Los scooters Go-Go incorporan de serie 2 kits de colores para personalizarlos en pocos minutos.



Desmontable en 5 partes para facilitar su transporte, siendo la parte más pesada de 16 kg.

Suspensión independiente en cada rueda.



Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com