



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

'Gala' Patas de altura graduable



Descripción

Altura variable manualmente de 36cm a 52 cm para adaptarse a diferentes individuos y necesidades.


- Somier de malla metálica de 4 planos de apoyo, controlado por un mando a distancia.
- Estructura muy resistente, diseñada específicamente para su utilización en instituciones, asistencia domiciliaria y para el alquiler.

Opciones:

- Cabezal y piecero de madera
- Barandillas abatibles
- Trapecio

- Peso máximo recomendado 150 kg.

Longitud	Ancho	Altura
210 cm.	99 cm.	36 a 52 cm.



Fácil de montar y fácil de guardar

El somier se desmonta en dos mitades para facilitar su transporte que puede ser realizado por una sola persona.

Accesorios

Cabezales de madera (Conjunto)



Trapecio para cama 'Gala'



Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
 08290 Cerdanyola del Vallès
 Teléfono: 932.694.274
 E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com