



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## Respaldo ajustable



### Descripción

Fabricado en acero plastificado y tapizado en nylon transpirable, incorpora un cojín para mayor comodidad. Regulable de 25° a 70°.

- Peso máximo recomendado 100 kg.

Ancho	Alto	Fondo	Ancho total
56 cm.	56 cm.	48 cm.	65 cm.

*Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Teléfono: 932.694.274  
E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)  
[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)