



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Mesitas auxiliares



Descripción

Mesita de un plano basculante que permite una inclinación de hasta 90° en ambas direcciones. El tablero tiene un borde externo para evitar la caída de los objetos.

Ancho	Alto	Fondo	Altura patas
60 cm.	70 a 110 cm.	38 cm. (tablero) y 40 cm. (base)	8,5 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274
E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com