



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## Mesitas auxiliares plegables



### Descripción

Elegante mesita graduable en altura y plegable. El tablero bascula hasta 90° en ambos sentidos y la mesa se pliega quedando plana para guardarla o transportarla. Además el mástil bascula hasta 80° para acercarlo más al usuario si es necesario. Suministrada con cuatro ruedas, dos de ellas con freno.

- Peso total 9 kg.

Ancho	Alto	Fondo	Altura patas
60 cm (tablero) y 50 cm. (base)	61 a 94 cm.	38 cm. (tablero) y 40 cm. (base)	10 cm.

*Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Teléfono: 932.694.274

E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)  
[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)