



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## Orinal masculino



### Descripción

Orinal masculino, tipo botella con mango. Calibrado exterior para registrar la capacidad del contenido. Es resistente, fácil de lavar y puede ir al autoclave para su desinfección.

- Peso total 102 gr.
- 1000 cc. de capacidad.

**Diámetro orificio**

5,5 cm.

*Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5  
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)  
[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)