



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Soporte para orinales



Descripción

Este simple y práctico soporte para colgar los orinales de la cama, ha sido fabricado en acero. Está dimensionado para sostener los orinales de los modelos masculino y femenino de esta misma marca.

- Peso total 315 gr.

Alto

32 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274
E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com