



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## Grúa compacta 'Micro'



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### Descripción

Grúa electrónica especialmente diseñada para su uso en lugares de reducidas dimensiones y para maniobrar a través de puertas estrechas, lavabos, etc. **Fácil de transportar**, desmontable en dos partes, sin herramientas, para que cada parte a transportar pese lo menos posible y quepa

por ejemplo en el maletero de un coche pequeño.

- Peso total 34 kg.
- Peso máximo recomendado 130 kg.

Ancho total	Fondo total	Rango de apertura	Rango de elevación	Altura de patas
55 cm.	93 cm.	55 a 81 cm.	43 a 159 cm.	12 cm.

*Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5  
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)

[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)