



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Grúa de traslado 'Aks Foldy II'



Descripción

Fabricada en Alemania por la firma especialista en sistemas de elevación AKS. Gran rango de elevación y diseñada para soportar condiciones de uso intensivo. Compacta, pasa por puertas estrechas y maniobra en espacios reducidos. Fácil de transportar y plegable sin herramientas en cuestión de minutos. Baterías de gran capacidad. Puede realizar hasta 60 ciclos (subir/bajar) con la carga máxima.

- Peso total 38 kg.
- Peso máximo recomendado 150 kg.

Ancho total	Fondo total	Altura total	Rango de apertura	Rango de elevación
64 cm.	129 cm.	110 cm.	64 a 92 cm.	82 a 202 cm.



Sistema de último descenso en caso de agotar batería.
Plegable y fácil de transportar.
Paro de emergencia.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274
E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com