



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Grúa de bipedestación, elevación y traslado 'Duo'



Descripción

En solo 30 segundos podemos convertir la grúa electrónica convencional en una grúa bipedestación cambia pañales, y todo sin necesidad de herramientas. Ahora con nueva equipación electrónica alemana, que permite tener una estación externa de carga con una batería completamente cargada y lista para su uso. Suministramos una grúa estándar electrónica con el mástil de la grúa cambia pañales y su plataforma reposapiés.

- Peso total 36 kg.
- Peso máximo recomendado 150 kg.

Ancho total	Fondo total	Elevación en sedestación
62 cm.	100 cm.	62 a 159 cm.



Para convertir la grúa en una de bipedestación solo hay que cambiar una pieza del mástil y colocar la plataforma reposapiés, todo ello sin necesidad de herramientas.



Sistema de último descenso manual en caso de agotar batería



Plegable y fácil de transportar



Paro de emergencia

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com

ortopediainse.com