



La marca *OnLine* de *Ortopedia Inse*

Grúa de bipedestación y traslado 'Way Up'



Descripción

La WAY UP es una grúa de bipedestación y traslado de reducidas dimensiones, y que gira sobre si misma, lo que permite maniobrar de una forma sencilla en espacios reducidos, como baños muy pequeños. Incorpora seis ruedas, dos de ellas con frenos, para facilitar los traslados al cuidador. Su gran capacidad de carga de 150 kg y el tipo de tracción desde las lumbares que realiza a la hora de elevar al paciente la convierten en una grúa muy versátil. Entre sus múltiples aplicaciones puede ser utilizada para vestirse, cambio de pañales, utilizar el WC, entrar o salir de un coche, traslado de la silla a la cama y viceversa...y todo de una manera fácil y sencilla. Permite al paciente alcanzar la posición de pie, total o parcial.



- Peso total 28 kg.
- Peso máximo recomendado 150 kg.

Ancho	Fondo	Alto total	Ancho patas interno	Largo patas interno
57 cm.	85 cm.	104 cm.	23 cm.	32 cm.

1**2****3**

Plataforma reposapiés

La plataforma reposapiés está preparada para utilizarla en 3 posiciones:

1. Horizontal: Previene que los pies se deslicen hacia atrás cuando se realiza la bipedestación gracias al soporte de talón.
2. Elevar talones: Estimula la elevación natural del esquema corporal inclinando el cuerpo hacia delante.
3. Bajar talones: Inclina el cuerpo hacia atrás evitando el deslizamiento del usuario hacia abajo.



La caja de control dispone de una pantalla LCD en la que indica los ciclos de uso y el nivel de carga de las baterías. También incorpora un sistema de protección de sobrecarga, para no superar el peso máximo a modo de seguridad.

Se puede programar la función de parada y arranque suave para aquel tipo de pacientes que necesiten un cuidado especial a la hora de la elevación y el descenso.

Accesorios



Estación de carga externa



Arnés bipedestacion 'Way up'

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com

ortopediainse.com