



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## **Coge platos calientes 'Coolhand'**



### **Descripción**

COOLHAND sujeta y suelta platos calientes como si lo hiciéramos con la mano pero evitando la posibilidad de quemarse los dedos. Su gran brazo de palanca lo hace apropiado para personas con artritis. Ideal para manipular platos en el microondas. No debe usarse en hornos donde los platos alcanzan temperaturas muy altas.

Para platos de hasta 8 mm de grueso.

Apto para lavavajillas hasta 65°.

Diseñado por la famosa terapeuta ocupacional Chris Clarke



*Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5

08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)

[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)