



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Pinzas 'Profi-reacher'



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Descripción

Un accesorio absolutamente necesario para una mayor independencia. Probablemente la pinza más funcional y práctica del mercado ya que actúan ambas mordazas simultáneamente y esto permite una gran precisión para alcanzar objetos sin necesidad de agacharse o de encaramarse. El puño de diseño ergonómico permite accionar la pinza con todos los dedos y requiere un esfuerzo y recorrido mínimos. La pinza tiene un imán en la punta para recuperar horquillas o alfileres. La cabeza gira 360° y permite un fácil acceso sin tener que girar la muñeca.



Longitud

60 cm. y 75 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5

08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com

ortopediainse.com