




*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Cojín de celdas de aire 'Basic Air'



Descripción

La eficacia terapéutica en la prevención de úlceras por presión del cojín de aire BASIC AIR ha sido probada clínicamente. Células flexibles, conectadas entre sí, que disminuyen y reparten mejor las presiones y facilitan la circulación de la sangre en los capilares. Fabricado en Laxprene, fórmula especial a base de neopreno para conseguir un material moderno especialmente elástico y resistente. Fácil de limpiar y desinfectar. El cojín puede ser inflado y desinflado de acuerdo con el peso de cada persona. Se suministra con una funda de poliuretano expresamente diseñado para minimizar los roces (impermeable y transpirable) y una bomba para hincharlo.

Modelo	Altura	Dimensiones	Peso usuario
CBASIC4040	7 cm.	40 x 40 cm.	90 kg.
CBASIC4343	7 cm.	43 x 43 cm.	110 kg.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274
E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com