



*La marca OnLine  
de Ortopedia Inse*

## Cojín de gel de silicona



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

### Descripción

Cojín de flotación que distribuye de forma uniforme el peso para aliviar la presión continuada en los puntos de apoyo, minimizando el riesgo de formación de úlceras de decúbito en personas que permanecen sentadas largos periodos de tiempo. Funda de poliuretano con base antideslizante. Disponible en dos tamaños.

- Peso máximo recomendado 100 kg.



Modelo	Ancho	Fondo	Alto
C2A	40 cm.	40 cm.	3 cm.
C2B	45 cm.	43 cm.	3 cm.

*Ortopedia Inse*

Calle del Foment, 3, local 5  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Teléfono: 932.694.274  
E-mail: [ortopediainse@gmail.com](mailto:ortopediainse@gmail.com)  
[ortopediainse.com](http://ortopediainse.com)