



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Cojín amortiguador 'Ring cushion'



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Descripción

Cojín amortiguador de espuma de alta densidad para el tratamiento de las hemorroides. Ayuda a aliviar la presión en la zona perineal, especialmente si debe permanecer sentado por períodos largos de tiempo. El cojín amortiguador se adapta a la forma del cuerpo proporcionando un alivio duradero en el caso de hemorroides, escaras, fístulas posparto, etc. Fabricado en espuma de alta densidad de una sola pieza, conserva la forma aún en períodos prolongados de uso. Ideal para su uso en casa, coche oficina, etc.



Dimensiones	Alto
48 x 36 cm.	7 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5

08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com

ortopediainse.com