




*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Cojín viscoelástico anatómico 'Visco Form'



Funda de Poliuretano




AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Descripción

Cojín viscoelástico anatómico que alivia las presiones, actuando para prevenir la aparición de escaras en las personas que permanecen sentadas durante largos periodos de tiempo a la vez que, gracias a su forma anatómica, proporciona una gran estabilidad y ayuda a mantener una buena postura. Funda de PU (poliuretano) transpirable e impermeable a la vez.

Cualidades:

- Mejor distribución de las presiones, la reducción de la presión transcutánea en zonas de alto riesgo facilitando la circulación sanguínea.
- Mejora la comodidad y la estabilidad.
- Con una densidad muy alta de espuma viscoelástica (80kg/m³) evita la deformación y alarga la vida útil del cojín.

El cojín VISCOFORM puede ser utilizado:

- Esté presente ya la úlcera por presión (fase I a II). La persona requiere cambiar de posición para alivio de los puntos de presión.
- Adecuado para prevención a personas con pasado histórico de úlcera por presión.
- Personas con parálisis del tronco o extremidades inferiores, y / o con sensación alterada o ausente de los miembros inferiores.
- Con alteración de la estabilidad frontal, y / o con ligeras asimetrías posturales y también con amputación de los miembros inferiores.

El cojín se puede utilizar sin necesidad de ajustes.

- Peso máximo recomendado 100 kg.

Modelo	Ancho	Fondo	Alto
C7A	42 cm.	42 cm.	8 cm.
C7B	45 cm.	42 cm.	8 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5

08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com

ortopediainse.com