



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Calzador de calcetines 'Terry'



Descripción

Esta ayuda para poner calcetines es flexible y rodea fácilmente el talón. El interior de nylon resbala y reduce la fricción y el material exterior mantiene el calcetín en su lugar.

Largo

23 cm.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5

08290 Cerdanyola del Vallès

Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com

ortopediainse.com