



*La marca OnLine
de Ortopedia Inse*

Scooter desmontable 'ECLIPSE'



Descripción

Compacto y con grandes prestaciones

El scooter ECLIPSE ofrece unas grandes prestaciones y autonomía, gracias a sus baterías de 21Ah de serie. Incorpora una bolsa extraíble con asa en la cesta delantera. Es muy compacto y maniobrable por sus reducidas dimensiones, con tan solo 99 cm de longitud total. Ofrece unos niveles de estabilidad excelentes tanto en interiores como en el exterior.

Kit de 2 colores de serie

Incorporan 2 kits de colores, verde y gris plata, que se pueden poner y quitar fácil y rápidamente para personalizar su scooter Eclipse.

Sistema de desmontaje rápido

Los scooters Eclipse se desmontan muy fácilmente en 4 partes para ser transportado a cualquier sitio.

Baterías extraíbles de 21Ah

Las baterías son extraíbles, lo que permite cargarlas tanto en el scooter como fuera de él.

- Peso máximo recomendado 132 kg.
- Peso total 45 kg.

Longitud total	99 cm.
Ancho total	56 cm.
Ancho asiento	43 cm.
Altura libre al suelo	8 cm.
Radio de giro	115 cm.
Pendiente máxima	12° o 21%.
Ruedas delanteras	190 mm.
Ruedas traseras	215 mm.
Potencia motor	270 w.
Baterías	2 x 12v 21Ah.
Velocidad máxima*	6,5 km/h.
Autonomía*	29 km.

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%). La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274

E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com