



La marca *OnLine* de *Ortopedia Inse*

Silla de ruedas eléctrica 'R120'



Descripción

La silla eléctrica R120 representa la última generación de sillas eléctricas compactas y ligeras. Ha sido diseñada para ser muy fácil de desmontar y transportar.

La silla R120 es la elección ideal para uso en interior, por sus pequeñas dimensiones y su gran maniobrabilidad, pudiendo ser utilizada ocasionalmente también en exteriores.

El asiento y los reposabrazos son ajustables en altura. Incluye un cinturón para mejorar la seguridad.

Es una silla que reúne las virtudes de un scooter con las ventajas que ofrece una silla de ruedas eléctrica.

Desmontable en 3 partes



- Peso máximo recomendado 114 kg.
- Peso total 44 kg.

Ancho asiento	45 cm.
Altura libre al suelo	7,5 cm.
Radio de giro	106 cm.
Pendiente máxima	6° o 10,5%
Ruedas delanteras	150 mm.
Ruedas traseras	200 mm.
Potencia motor	180w.
Batería	2 12v 14 Ah.
Velocidad*	6,5 km/h.
Autonomía*	15 km.

*La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%).

Ortopedia Inse

Calle del Foment, 3, local 5
08290 Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 932.694.274
E-mail: ortopediainse@gmail.com
ortopediainse.com